



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte  
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005  
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149  
e-mail: ventasecuador@nipromed.com  
www.nipro.com.ec  
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO  
No.20170804-05-0000000055

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOGY	QUITO	0997174120

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
04082017	12:15	13:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2883	4344

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina se va a derivar cada 10 min dando alarma de falta de solucion B, pese a q tiene concentrados y conductividad en niveles normales

ACCION TOMADA
Se revisa los parámetros de calibración en el cual observamos que esta entrando demasiada agua. Por lo cual se realiza calibración de tiempo de carga.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo operativo.

  
Diana Canga  
NEFROLOGY

  
JUAN GUACOLLANTES AGUILAR  
NIPRO