



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170616-05-0000000020

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	QUITO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
16062017	11:22	13:30

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2817	2845

MOTIVO DE LLAMADA
sensor fuga de sangre

ACCION TOMADA
Se realiza calibraci3n y limpieza del sensor de fuga de sangre, al cual se lo encontr3 lleno de urea raz3n por la cual el equipo no permit3 a realizar los lavados ni ir a proceso de di3lisis.

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
NO APLICA	0	NO APLICA

OBSERVACIONES
Se observa que en las calibraciones de los lavados el liquido de desinfectante estaba muy debajo de lo que necesita el equipo se realiza calibraci3n y el equipo queda en 100% de operaci3n.

-----  
Tatiana Vivas  
DR GUSTAVO SALVADOR

-----  
JUAN GUACOLLANTES AGUILAR  
NIPRO