



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170727-05-0000000047

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
27072017	2:40	17:50

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	08AS0676	22039

MOTIVO DE LLAMADA
Pacientes siguen presentando calambres durante el tratamiento, se ruega revisar la maquina

ACCION TOMADA
Maquina presenta desgaste el los rodamientos de la bomba P1, presi3n de agua despu3s del PR1 esta en 385mnHg. Se cambio Rodamientos de la Bomba P1 y se calibro la presi3n de entrada de agua de 385mmHg a 180mmHg

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina esta dializando normalmente y se har3 seguimiento durante estos d3-a, para confirmar que este funcionando correctamente


DRA. JANETH COELLO
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO