



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170728-05-0000000048

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	CHONE	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
28072017	09:00	11:25

EQUIPO	SERIE	CICLOS
DIAMAX	J11002S	124

MOTIVO DE LLAMADA
Revisar concentrado B

ACCION TOMADA
Buenos inga. Jessica procede a cerrar la petici3n solicitada corrigiendo el error por encontrarse mal diluido el bicarbonato, por mixer B con residuo de pl3stico en la bomba

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Se encontr3 el concentrado b muy bajo 2.1 y el rango es de 2.7, encontr3ndose inconveniente con el mixer B con residuo mal disueltos y con residuo de plasticos

Aux. Cristhian  
DR GUSTAVO SALVADOR

LEONARDO MACIAS  
NIPRO