



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170926-05-0000000108

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROMEDIC	QUITO	0958849726

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
26092017	13:45	15:45

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0012	8585

MOTIVO DE LLAMADA
Error válvula de desinfección no pasa lavado de ácido clorhídrico ni de hipoclorito.

ACCION TOMADA
Se realiza revisión y se encuentra que la válvula 21 está taponada se realiza limpieza de válvula y de restricción de entrada de agua. Equipo operativo

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Equipo operativo


Luis Arrellano
NEFROMEDIC


JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO