



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170722-05-0000000040

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROMEDIC	QUITO	0958849726

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
22072017	08:00	09:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0012	7829

MOTIVO DE LLAMADA
Error válvula de desinfección no pasa el lavado

ACCION TOMADA
Se realiza calibracion de RV1 y se realiza pruebas de funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Se realiza pruebas y el equipo queda operativo.

Luis Arrellano
NEFROMEDIC

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO