

FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

| | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Cliente | HEMODIALVYR | | |
| Responsable | Esperanza Velazco | Cargo | Gerente |
| Nombre de hospital | HEMODIALVYR | Telefono | 33456212 |
| Direccion fisica de instalacion | San Rafael | | |
| Pais | ECUADOR | Rep.Ventas/Distri. | Gerardo Cordova |

Identificacion del Equipo



| | | | |
|--|---------------|----------------------------|---------------------------|
| Modelo | S 55 PLUS | Nro. Serie | 13CX0016 |
| Breve descripcion del incidente o reporte | | | |
| Por favor realizar mantenimiento preventivo y limpieza de tarjetas electr nicas. | | | |
| Fecha de instalacion | 2014-04-03 | Fecha del problema | 2017-07-05 |
| Horas de uso | 2886 | Version SW | 2.5 |
| | | Codigo/error | 0000 |
| Turnos Por Dia | 3-4 | Numero/Sala | SALA 1 |
| Garantia | SI | Reportado Por | ESPERANZA VELASCO |
| Maquina Tipo | NEGATIVA | Detalle | SALA |
| Fecha de ultimo mantenimiento | 2017-04-03 | Reporte Tecnico No. | 20170705234156_1263820928 |
| Frecuencia de la desinfeccion | INTERDIALISIS | | |
| Frecuencia de la desincrustacion. | DIARIA | | |
| Operatividad General del equipo. | FUNCIONANDO | | |

INSPECCIONES

| |
|--|
| CONDICION EXTERNA |
| Conexion de tuberias,Fugas y Goteos,Danos estructurales,Deteccion de Oxido y corrosion,Ruedas de transporte |
| SISTEMAS ELECTRONICOS |
| Cable de alimentacion electrica,Toma corriente y bateria de respaldo,Tarjetas de control,Sensores y sistemas,Corriente de fuga, |
| VERIFICACION DE PARAMETROS |
| Ajustes y activacion de alarmas,Verificacion de lavados/desinfeccion,Calibracion de conductividad,Calibracion de temperatura,Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art., |

| |
|--|
| SISTEMA HIDRAULICO |
| Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control, |
| VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO |
| Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento, |
| SISTEMA DE APOYO / OPCIONES |
| BPM,Filtro de endotoxinas,Red de computo/LAN,Documentacion de soporte,Verificacion de uso/operador, |

INFORMACION ADICIONAL

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|---|
| Observaciones | | | | | |
| Se realiza mantenimiento preventivo en el cual se realiza limpieza de sensores, tarjetas electronicas y limpieza exterior. | | | | | |
| Nombre de tecnico. | JUAN GUACOLLANTES AGUILAR | | | Firma / Sello |  |
| Nombre Recibe | Juan Carcuango | | | Firma / Sello. |  |
| Hora de Inicio | 22:00 | Hora de finalizacion | 00:30 | Fecha(AAAA/MM/DD) | 2017-07-19 |
| Equipo apto para uso con paciente? | | | | SI | |