



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170825-05-0000000072

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
25082017	12:00	17:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2734	00012

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina se apaga en proceso de dializado

ACCION TOMADA
buenos días se procede a dar mantenimiento a la maquina.limpieza de polvo interno y cambio de ventiladores de la fuente de poder que se encontraba quemado.se realiza calibración y ajuste de parámetros por estar reseteada

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda operativa

EDISON ALVARADO
DAVIDA CONTIGO

LEONARDO MACIAS
NIPRO