



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171002-05-0000000118

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	SANTO DOMINGO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
02102017	09:20 AM	11:40 AM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2008	2

MOTIVO DE LLAMADA
solicito calibraci3n del sensor detector de burbujas

ACCION TOMADA
Se calibra con exito el sensor detector de burbujas de la maquina de hemodialisis

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
En la maquina de hemodialisis queda calibrado el sensor detector de burbujas y operativo para el paciente



Edgar Canchingre
DR GUSTAVO SALVADOR



DAVID ZAMBRANO
NIPRO