



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170722-05-0000000041

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
HEMODIALVYR	QUITO	0984621966

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
22072017	12:40	14:40

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0016	8925

MOTIVO DE LLAMADA
Error de tubo no asegurado durante preparaci3n y di3lisis

ACCION TOMADA
Se realiza calibraci3n del sensor de burbuja, adem3s se realiza pruebas en di3lisis y preparaci3n

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Se realiza pruebas y funciona el equipo al 100%

Gladys Chuquimarca
HEMODIALVYR

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO