



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170912-05-0000000102

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALCIVAR	GUAYAQUIL	042584375

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
12092017	17h10	18h35

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09AS1257	1.835

MOTIVO DE LLAMADA
ERROR DE BURBUJA.

ACCION TOMADA
se calibra swich de error de burbuja

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
queda operativa la maquina se calibra swich

IVAN MERCHAN
DIALCIVAR

CESAR TOLEDO
NIPRO