



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: [ventasecuador@nipromed.com](mailto:ventasecuador@nipromed.com)

[www.nipro.com.ec](http://www.nipro.com.ec)

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170808-05-0000000057

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOJA	LOHA	0991026781

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
08082017	15:30	17:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3085	15808

#### MOTIVO DE LLAMADA

Se solicita mantenimiento correctivo, maquina Nipro Surdial Simple serie 10w3085 con Alarma MAXIMA PRESION DE DIALISADO, por lo que se tuvo que desconectar al paciente ya que no permite continuar con el tratamiento. Se solicita de urgencia el mantenimiento correctivo.

#### ACCION TOMADA

Se calibro flujo de agua, se limpio restrictos R1


#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

#### OBSERVACIONES

Maquina queda funcionando correctamente

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ESPINOZA  
NEFROLOJA

  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO