



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170926-05-0000000110

| CLIENTE | CIUDAD | TELEFONO |
|--------------|-----------|------------|
| INTEGRALDIAL | GUAYAQUIL | 0967730217 |

| FECHA(DDMMAAAA) | HORA ENTRADA | HORA SALIDA |
|-----------------|--------------|-------------|
| 02102017 | 15:30 | 16:48 |

| EQUIPO | SERIE | CICLOS |
|---------|----------|--------|
| SURDIAL | 14CX1856 | 10567 |

| MOTIVO DE LLAMADA |
|-------------------------------|
| error valvula de desinfeccion |

| ACCION TOMADA |
|--|
| Se calibro presiÃ³n de la entrada de agua a 280mmhg, maquina queda operativa y funcionando correctamente |

REPUESTOS UTILIZADOS

| NOMBRE REPUESTO: | CANTIDAD: | DESCRIPCION |
|------------------|-----------|-------------|
|------------------|-----------|-------------|

| OBSERVACIONES |
|---|
| maquina queda funcionando correctamente |

FERNANDO BRAVO
INTEGRALDIAL

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO