



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170925-05-0000000106

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
INTEGRALDIAL	GUAYAQUIL	0967730217

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
25092017	10:05 am	13:45PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W2601	18876

MOTIVO DE LLAMADA
error minima presion de dializado y el filtro se llena de aire

ACCION TOMADA
limpieza de tanque eliminador,limpieza de filtro de llenado de agua mas , se regulo la presiÃ³n de entrada de aire

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
LA MAQUINA QUEDA FUNCIONANDO

FERNANDO BRAVO
INTEGRALDIAL

FERNANDO QUIMIZ
NIPRO