



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171010-05-0000000132

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10102017	9:50 AM	3:50 PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14AS3980	6

MOTIVO DE LLAMADA
ERROR SENSOR FUGA DE SANGRE

ACCION TOMADA
Se corrigi� el error fuga de sangre dejando operativa la maquina de hemodialisis

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Se realizo una limpieza del sistema hidr�ulico, la c�mara donde se retiene la UREA, el sensor fuga y su calibraci�n. La maquina de hemodialisis se encuentra operativa para la di�lisis del pacient

Ing. Edison Alvarado  
DAVIDA CONTIGO

DAVID ZAMBRANO  
NIPRO