



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170714-05-0000000033

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
14072017	11:00	12:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	05W2101	33549


MOTIVO DE LLAMADA
Bomba de sangre produce burbuja en la camara arterial

ACCION TOMADA
Bomba de sangre se encuentra funcionando correctamente

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
Ruliman 687	1	ruliman para rodamiento de bomba de sangre

OBSERVACIONES
Maquina queda funcionando correctamente


DRA. JANETH COELLO
DIALTICA


JUAN CARLOS CALVA
NIPRO