



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20171010-05-0000000133

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10102017	9:50 AM	3:50 PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	12AS2743	6

MOTIVO DE LLAMADA
SOLUCIÓN B

ACCION TOMADA
Se soluciono el problema de solución B calibrando los concentrados

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
La maquina de hemodialisis presentaba error de solución "B", se procedió a realizar una calibración de los concentrados de Ácido y bicarbonato dejando la maquina operativa para diálisis.

Ing. Edison Alvarado
DAVIDA CONTIGO

DAVID ZAMBRANO
NIPRO