



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170929-05-0000000115

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	SANTO DOMINGO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
29092017	08:00 AM	10:00 AM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14CX1312	2

MOTIVO DE LLAMADA
La maquina presenta error en el detector de burbujas solicito cambio del sensor de detector de burbujas

ACCION TOMADA
Instalaci3n del sensor detector de burbujas y su posterior calibraci3n

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Instalaci3n de sensor detector de burbujas y calibraci3n del sensor, para maquina de hemodialisis surdial 55 plus

Edgar Canchingre
DR GUSTAVO SALVADOR

DAVID ZAMBRANO
NIPRO