



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170802-05-0000000053

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
INTEGRALDIAL	GUAYAQUIL	0967730217

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
02082017	07h30	10h10

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14W4044	11.464

MOTIVO DE LLAMADA
flujo de dialisado detenido

ACCION TOMADA
se revisa maquina y la válvula 9 estaba obstruida

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
mandar a desinfectar la maquina con hipoclorito de sodio de diálisis en dislalia

fernando bravo
INTEGRALDIAL

CESAR TOLEDO
NIPRO