



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170815-05-0000000063

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
15082017	15:30	16:44

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	08AS0879	25364

MOTIVO DE LLAMADA
La perilla de la bomba de sangre no funciona

ACCION TOMADA
Se cambio encoder for surdial 55

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
Encoder for surdial 55	1	potenciometro para bomba de sangre

OBSERVACIONES
Maquina queda operativa al 100%

DRA. JANETH COELLO
DIALTICA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO