



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170905-05-0000000093

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFRODIAZ	GUAYAQUIL	0991894413

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
05092017	11h20	11h40

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13W3638	14.473

MOTIVO DE LLAMADA
Mãquina marca alarma sensor de fuga de sangre, ademãjs presenta fuga de agua.

ACCION TOMADA
se limpia sensor bluli queda operativa

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
queda operativa la maquina

DRA. GERMANã•A CONDE  
NEFRODIAZ

CESAR TOLEDO  
NIPRO