



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170725-05-0000000045

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DIALTICA	LOJA	0992193961

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
25072017	16:30	18.20

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	08AS0834	22342

MOTIVO DE LLAMADA
Maquina saca 300 ml mas del peso programado

ACCION TOMADA
Se re-calibro el desplazamiento del abomba de ultrafiltraci3n

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina se encuentra en observaci3n hasta comprobar que saque el peso exacto

DRA. JANETH COELLO  
DIALTICA

  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO