



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170724-05-0000000043

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	QUITO	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
24072017	18:00	20:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
MÁQUINA DE DIÁLISIS	09W2285	26739

MOTIVO DE LLAMADA
Error en bomba de agua

ACCION TOMADA
Se realiza cambio de tarjeta madre ya que presenta fallas por lo que la máquina fue conectada a 220v

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
Main board	1	SP-0202-051

OBSERVACIONES
Se recomienda rotular los toma corrientes para un mejor uso de sus instalaciones.



Daniela Vallejo
DR GUSTAVO SALVADOR



JUAN QUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO