



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170721-05-0000000039

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROMEDIC	QUITO	0958849726

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
21072017	13:00	13:50

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13CX0012	7823

MOTIVO DE LLAMADA
Error válvula de desinfección. No permite lavar ni realizar tratamiento.

ACCION TOMADA
Se realiza calibración de tiempo de carga el cual estaba demasiado elevado, esto se debe a mucha presión de entrada de agua. Después de su revisión el equipo queda en 100% de funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Se realiza pruebas de funcionamiento en diálisis y lavado. Equipo operativo.

Luis Arrellano
NEFROMEDIC

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO