



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170423-01-0000000017

|                |     |      |                        |
|----------------|-----|------|------------------------|
| CODIGO CLIENTE | 119 | OST. | 20170423-01-0000000017 |
|----------------|-----|------|------------------------|

## PROTOCOLO DE INSTALACIÓN MAQUINA DE HEMODIALISIS

|                      |            |               |      |
|----------------------|------------|---------------|------|
| HOSPITAL/CLINICA     | TEST       |               |      |
| FECHA DE INSTALACION | 2017-04-23 | SERIE.        | srie |
| VERSION DE SOFTWARE  | version    | TIPO/MODELO:. | tipo |

## PUNTOS A VERIFICAR POR EL SERVICIO TECNICO

|   |
|---|
| <b>VERIFICACION:</b>  |
| Verificacion del suministro de agua,drenajes y electricidad |
| <b>ESTADO:</b>  |
| SI  |
| <b>NOTAS:</b>   |
|   |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                               |
| Desempacar y verificar accesorios para instalacion |
| <b>ESTADO:</b>                                     |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>                                      |
|  |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>   |
| Verificacion de los componentes y tarjetas electronicas internas |
| <b>ESTADO:</b>   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|   |
|---|
| <b>VERIFICACION:</b>  |
| Realizar ajustes en la acometida electrica(cuando sea necesario), verificar conexion fisica a tierra y realizar prueba de corriente de fuga |
| <b>ESTADO:</b>  |
| SI  |
| <b>NOTAS:</b>   |
|   |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>   |
| Verificacion de componentes mecanicos (bombas) e instalar opciones |
| <b>ESTADO:</b>   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                                 |
| Verificacion y actualizacion de software del sistema |
| <b>ESTADO:</b>                                       |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                                 |
| Ejecutar proceso de llenado del circuito hidraulico. |
| <b>ESTADO:</b>                                       |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>VERIFICACION:</b>                |
| Verificacion del proceso de llenado |
| <b>ESTADO:</b>                      |
| SI                                  |
| <b>NOTAS:</b>                       |
|                                     |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>   |
| Programacion de parametros operacionales y ajustes del sistema |
| <b>ESTADO:</b>   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|   |
|---|
| <b>VERIFICACION:</b>  |
| Programacion de lavados, diluciones y concentraciones del desinfectante |
| <b>ESTADO:</b>  |
| SI  |
| <b>NOTAS:</b>   |
|   |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>VERIFICACION:</b>               |
| Ejecucion de lavado y desinfeccion |
| <b>ESTADO:</b>                     |
| SI                                 |
| <b>NOTAS:</b>                      |
|                                    |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>   |
| Calibracion de celdas de conductividad y sensores de temperatura |
| <b>ESTADO:</b>   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>   |
| Verificacion y calibracin de circuito hidraulico (RV1/RV2/PR1) |

|                |
|----------------|
| <b>ESTADO:</b> |
| SI             |
| <b>NOTAS:</b>  |
|                |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                                     |
| Calibracion de solucion de dialisado/ liquido o cartucho |
| <b>ESTADO:</b>   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|   |
|---|
| <b>VERIFICACION:</b>                              |
| Verificacion de conductividad/temperatura/presion |
| <b>ESTADO:</b>                                    |
| SI  |
| <b>NOTAS:</b>                                     |
|   |

|   |
|---|
| <b>VERIFICACION:</b>  |
| Verificacion de electrolitos(en laboratorio/cuando sea posible) |
| <b>ESTADO:</b>  |
| SI  |
| <b>NOTAS:</b>   |
|   |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                               |
| Entrenamiento al operador y personal de la clinica |
| <b>ESTADO:</b>                                     |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>                                      |
|  |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>VERIFICACION:</b>               |
| Simulacion de tratamiento (30 min) |
| <b>ESTADO:</b>                     |
| SI                                 |
| <b>NOTAS:</b>                      |
|                                    |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                                     |
| Explicacion de condiciones terminos de garantia limitada |
| <b>ESTADO:</b>   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>  |
|  |

|  |
|--|
| <b>VERIFICACION:</b>                             |
| Completar reporte y documentacion de instalacion |
| <b>ESTADO:</b>                                   |
| SI   |
| <b>NOTAS:</b>                                    |
|  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>VERIFICACION:</b>       |  |
| Procedimiento con paciente |  |
| <b>ESTADO:</b>             |  |
| SI                         |  |
| <b>NOTAS:</b>              |  |
|                            |  |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>NOTAS(SERVICIO TECNICO)</b> | EQUIPO OPERATIVO |
|--------------------------------|------------------|

|  |
|--|
| <b>NOTAS POR EL CLIENTE(SI LO HAY):</b>  |
| dd |

Firma aceptado/cliente

Firma responsable de instalacion:.

-----

-----

cliente

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR

TEST

NIPRO