

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170926-00-0000000062

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	NORTHOSPITAL	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27000103	CICLOS:	091405
CONTACTO:	Dra. Gabriela Gualpa		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-26	DESDE:	12H30
HASTA:	16H30	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170926155932_559504382

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realiza cambio de tapas antievaporacion, pads del incubador y cuchillas de eyeccion. Limpieza de reflectometro y ajuste de iris. Ajustes de incubador y lectura de sincronia. Se recomienda volver a calibrar las pruebas despues de haber sido realizado el mantenimiento preventivo.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
O-999125	3	Pad wear
O-J19738	2	Eject blade packed
O-J26783	1	Spring evaporation pack
O-J24003	1	Evaporation cap sorted
O-1C2197	1	Sensor

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

AMINY



SI