

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.04082017-02-0000000074

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

## FORMULARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para su seguridad y cumplimiento de normas internacionales siempre que manipule dispositivos medicos es OBLIGATORIO utilizar equipos y medidas de proteccion.

Cliente	HOSPITAL ISIDRO AYORA					
Responsable	LCDA JANINA ABAD		Cargo	JEFA DE ENFERMERAS DE LA		INIDA
Nombre de hospital	HOSPITAL ISIDRO AYORA		Telefono	0994930653		
Direccion fisica de instalacion		LAURO GUERRERO Y JJ SAMANIEGO				
Pais	ECUA	ADOR	Rep.Ventas/Distri.		LUPITA PASTOR	

# Identificacion del Equipo

Modelo	S 55 PLUS			Nro. Serie		15CX2296		
Breve descripcion del incidente o reporte								
Realizar Mantenimiento preventivo								
Fecha de instalacion 0007-0		4-10		Fecha del probler	na	2017-08-04		
Horas de uso 1237	•	Version SW	4.4	13	Codigo/	error	N/A	
Turnos Por Dia 3-4		Numero/Sala			SALA 1			
Garantia	SI			Reportado Por		LCDA. JANINA ABAD		
Maquina Tipo	NEGATIVA			Detalle		SALA		
Fecha de ultimo mantenim	017-08-04		Reporte Tecnico No.		20170804081056_1029873258			
Frecuencia de la desinfeccion				DIARIA				
Frecuencia de la desincrustacion.				DIARIA				
Operatividad General del equipo.				FUNCIONANDO				

## **INSPECCIONES**

# **CONDICION EXTERNA**

Conexion de tuberias, Fugas y Goteos, Danos estructurales, Deteccion de Oxido y corrosion, Ruedas de transporte

#### SISTEMAS ELECTRONICOS

Cable de alimentacion electrica, Toma corriente y bateria de respaldo, Tarjetas de control, Sensores y sistemas, Corriente de fuga,

#### **VERIFICACION DE PARAMETROS**

Ajustes y activacion de alarmas, Verificacion de lavados/desinfeccion, Calibracion de conductividad, Calibracion de temperatura, Exactitud de UF/Pres. Ven/Pres. Art.,

## SISTEMA HIDRAULICO

Limpieza e integridad,PR1,BLD,PG,Valvulas de control,

# **VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO**

Bomba de sangre,Bomba de heparina,Touch screen/teclado de pantalla,Lampara indicadora de estado,Simulacion de tratamiento,

# SISTEMA DE APOYO / OPCIONES

BPM,Filtro de endotoxinas,Red de computo/LAN,Documentacion de soporte,Verificacion de uso/operador,

## **INFORMACION ADICIONAL**

Observaciones								
MAQUINA QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE								
Nombre de tecnico.		JUAN CARLOS CALVA		Fir	ma / Sello	1		
Nombre Recibe		LCDA. JANINA ABAD		Firma / Sello.		\ \ \	-turnal	
Hora de Inicio	7:45		Hora de finalizacion	9:30 <b>Fe</b>		Fecha(AAAA/	MM/DD)	2017-08-04
Equipo apto para uso con paciente?				SI				