



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170715-05-0000000036

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	ESMERALDAS	022222222

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
15072017	06:00	21:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09W2444	24349

MOTIVO DE LLAMADA
Equipo presenta fallas en el circuito electrónico. Detecta error en la bomba de sangre. Por favor su pronta ayuda.

ACCION TOMADA
Se realiza la revisión del equipo y se cambian tarjeta Maine borde además se realiza calibración de las bombas vistas para un mejor funcionamiento se recomienda cambiar las bombas ya que en el momento funcionan pero después de un tiempo presentarán problemas.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
Main board	1	Tarjeta principal

OBSERVACIONES
Se requiere que las bombas vistas sean cambiadas para un mejor funcionamiento.

Manuel Baltan
DR GUSTAVO SALVADOR

JUAN GUACOLLANTES AGUILAR
NIPRO