

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170816-05-0000000065

NIPRO

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE		CIUDAD	TELEFONO
NEFROSALUD		GUAYAQUIL	0960174032
FECHA(DDMMAAAA)		HORA ENTRADA	HORA SALIDA
16082017	16h30		18h00
EQUIPO		SERIE	CICLOS
SURDIAL		14AS3995	12.167
MOTIVO DE LLAMADA			
buenos dÃ-as, reporto una dializar el paciente.gracias	•	•	ua con serie 14AS3999 , y no se pudo
ACCION TOMADA			
se revisa maquina y se end	uentra pelusas er	n el filtro de la conexiÃ3n de la p	oipeta de bicarbonato queda operativa
REPUESTOS UTILIZADOS	3		
NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
OBSERVACIONES			
maquina queda operativa ti	abajando sin nov	edad	
And	1 7 TOLO		10P0
Anderson Pilozo			CESAR TOLEDO

NEFROSALUD