



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170818-05-0000000070

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOJA	LOHA	0991026781

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
18082017	15:00	17:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13AS3286	10656

MOTIVO DE LLAMADA

favor solicito de manera urgente el mantenimiento correctivo de la maquina NIPRO S55 serie 13AS3286 que durante tratamiento presento alarmas de TEMPERATURA MÁXIMA DE DIÁLISIS y TEMPERATURA MÍNIMA DE DIÁLISIS, teniendo variaciones altas y bajas consecutivas que no permiti³ continuar con el tratamiento poniendo en riesgo al paciente ya que casi se coagulo el circuito extracorporeo. Favor se solicita de manera urgente el correctivo

ACCION TOMADA

Se midio temperatura y conductividad

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES

maquina queda operativa y funcionando correctamente

ING. JOSÉ ESPINOZA
NEFROLOJA

JUAN CARLOS CALVA
NIPRO