



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170808-05-0000000058

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
NEFROLOJA	LOHA	0991026781

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
08082017	14:00	16:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3086	16899

#### MOTIVO DE LLAMADA

SOLICITO FAVOR DE MANERA URGENTE. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MAQUINA MARCA NIPRO MODELO SURDIAL SIMPLE DE SERIE 10W3086, EL CAMBIO DE LA PERILLA DEL POTENCIOMETRO QUE REGULA LA VELOCIDAD DE LA BOMBA DE SANGRE, QUE DURANTE EL CEBADO EL DÃ•A DE HOY 21/07/2017 SE DESPRENDE LA PERILLA LO CUAL NO PERMITE MANIPULAR LA VELOCIDAD DE LA BOMBA DE SANGRE.

#### ACCION TOMADA

Maquina hasta el momento esta trabajando bien, se pide hacer cotizar un potetenciometro para surdial tipo dos

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

#### OBSERVACIONES

Maquina queda funcionando correctamente sin novedad

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ESPINOZA  
NEFROLOJA

  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO