



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte

Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149

e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No.20170926-05-0000000109

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
INTEGRALDIAL	GUAYAQUIL	0967730217

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
26092017	14:00	16:00

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	10W3111	10456

MOTIVO DE LLAMADA
error maxima presion de dialisado y tanque eliminador de aire

ACCION TOMADA
Despu�s del calibrar la presi�n de dializado y de limpiar el restrictor de presi�n la maquina queda funcionando correctamente

#### REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
Maquina queda operativa y funcionando correctamente

  
FERNANDO BRAVO  
INTEGRALDIAL

  
JUAN CARLOS CALVA  
NIPRO