



Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte
Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005
Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com
www.nipro.com.ec
Quito - Ecuador

REPORTE DE SERVICIO TECNICO
No.20170904-05-0000000091

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
BIODIAL	GUAYAQUIL	0939263517

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
04092017	09h35	11h20

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	09W2411	20.126

MOTIVO DE LLAMADA
Bota agua por el sitio donde van las pipetas en conexi3n con la maquina.

ACCION TOMADA
maquina con problema de pipeta azul se pone teflon queda operativa sin votar agua

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES
maquina queda operativa sin novedad

Jaime Montesdeoca
BIODIAL

CESAR TOLEDO
NIPRO